

Prélèvement vaginal en auto-prélèvement

Matériel à utiliser pour le prélèvement :

Ecouvillon avec milieu de conservation fourni par le laboratoire



Protocole de recueil :

Identifier l'écouvillon® : Nom, Prénom, date de naissance.

Compléter la fiche de renseignements avec **la date et l'heure du recueil et les renseignements cliniques**.

1

- **Installez-vous** et **ouvrez le sachet** dans lequel se trouve l'écouvillon

2

- **Insérez l'écouvillon** à une profondeur d'**environ 5cm** dans l'ouverture vaginale. **Faites tourner** l'écouvillon doucement pendant **30 secondes** tout en frottant contre les parois vaginales.
- **Retirez soigneusement l'écouvillon.**

3


- **Placez l'écouvillon dans le tube** que vous aurez préalablement débouché.

4

- **Cassez la tige de l'écouvillon** au niveau de l'encoche. Laisser la partie avec mousse dans le tube.

5

- **Bien revisser le tube**



Transmettre au laboratoire :

Le flacon identifié (**bien visser le bouchon**) + la fiche de renseignements complétée.

Délais maximum de transmission au laboratoire :

dans les 24 heures à température ambiante.