

Table des matières

1. OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION	2
2. REFERENCE DOCUMENTAIRE	2
3. MATERIELS ET REACTIFS UTILISES	2
4. PROCESSUS OPERATOIRE	2

1. OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

Ce mode opératoire définit la méthodologie pour réaliser un prélèvement oculaire au laboratoire, au cabinet médical ou dans les établissements de santé.

Texte de référence : Référentiel en microbiologie médicale (REMIC) de la société française de microbiologie

2. REFERENCE DOCUMENTAIRE

REMIC 2018

PILLY 2020

3. MATERIELS ET REACTIFS UTILISES

2.1 –écouvillons stériles avec milieu de transport eSWAB

2.3 – Boîte de pétri stérile

2.5 – Vaccinostyle

2.6 – Milieu de MTU

2.2 – Pince à épiler fine stérile

2.4 – Flacon stérile

4. PROCESSUS OPERATOIRE

Conditions particulières :

- Pas d'antibiothérapie locale ou générale avant le prélèvement
- Pas de collyre ou de pommade ophtalmique depuis 48 heures.
- Eviter la toilette faciale avant l'examen pour conserver le maximum de sécrétion
- Si prise d'antibiotiques par voies générales, le noter sur la fiche de prélèvement.

Port de gants nécessaire

IT-MU-A0/006 'Lavage des mains'

► **Conjonctivite :**

Avant la toilette faciale

Tirer sur la paupière inférieure et passer successivement les deux écouvillons stériles (Eswab bleu) de l'angle externe de l'œil vers l'angle interne. Recueillir le pus, s'il y en a.

► **Voies lacrymales :** Massage et pression sur le sac lacrymal infecté, puis recueil du pus par écouvillonnage (Eswab)

► **Blépharites :**

Prélever croûtes et cils avec une pince stérile et les déposer dans une boîte de pétri stérile.

► **Recherche de Demodex :**

Le prélèvement est effectué au laboratoire

Transférer les cils au laboratoire, dans une goutte d'eau physiologique déposée dans un pot stérile.

► **Recherche de chlamydiae (PCR):**

Il est indispensable d'utiliser un écouvillon de type APTIMA® (à commander auprès du laboratoire Eurofins) pour faire le prélèvement conjonctival. L'analyse sera transmise au laboratoire Eurofins.

► **Recherche de virus herpès :**

Frotter la lésion avec l'écouvillon.

Il est indispensable d'utiliser un écouvillon de type MTU) pour faire le prélèvement conjonctival. L'analyse sera transmise au laboratoire de TINTENIAC