

Expectoration

Examen bactériologique et/ou recherche de mycobactéries (BK)

Matériel à utiliser pour le prélèvement :

Flacon stérile



Protocole de recueil :

Identifier le flacon : Nom, Prénom, date de naissance.

Le matin au réveil, à jeun de préférence, après rinçage de la bouche à l'eau, après effort de toux.

Si nécessaire après kinésithérapie

- **Recueillir** dans le flacon **les crachats obtenus** par une toux profonde
- **Pour la recherche de mycobactéries**, il est recommandé d'effectuer **3 prélèvements, 3 jours de suite.**

Éviter la présence de salive qui risque de diluer le prélèvement et de le contaminer par des bactéries commensales salivaires

Transmettre au laboratoire :

Le flacon identifié (**bien visser le bouchon**) + la fiche de renseignements complétée + prescription médicale.

Délais maximum de transmission au laboratoire :

dans les 2 heures à température ambiante OU dans les 12 heures si conservé au réfrigérateur (+4°C)

Remarque :

Pour la recherche de **mycobactéries**, il est recommandé d'effectuer **3 prélèvements, 3 jours de suite.**