

Recueil de selles

Pour Coproculture (examen bactériologique), recherche de parasites*, d'adenovirus/rotavirus, de toxine de clostridium difficile, recherche de sang dans les selles

Matériel à utiliser pour le prélèvement :

Pot à selles + spatule + tube FécalSwab®

*Pour la recherche de parasites dans les selles :

Il est recommandé de faire un régime pauvre en fibres végétales dans les jours précédents l'examen.

Cet examen doit être effectué à distance de 3 jours d'ingestion de charbon et d'utilisation de substances laxatives ou de suppositoires.

Il est recommandé de renouveler le prélèvement 3 fois. Espacer les recueils de 2 à 3 jours.



Protocole de recueil :

Identifier le pot et le tube fécalSwab® : Nom, Prénom, date de naissance.

Compléter la fiche de renseignements avec la date et l'heure du recueil et les renseignements cliniques

1

- **Ne jamais recueillir les selles dans la cuvette des toilettes.**
- Dès leur émission mettre l'équivalent d'**une noix de selles** dans le pot à l'aide de la spatule.
- Si les selles sont liquides, **remplir 1/3 du pot**. Recueillir les mucosités.
- **Pour le nourrisson**, retirer la couche le plus rapidement possible et transférer les selles dans le pot à coproculture à l'aide de la spatule

2

- Le plus rapidement possible (**<2 heures**), planter l'écouvillon FécalSwab® dans la selle (**il doit être « sale »**). Le mettre dans le tube, casser la tige et laisser l'écouvillon dans le tube.



Transmettre au laboratoire :

Les selles recueillies dans le pot + tube FécalSwab® identifiés, **bien visser les bouchons**.

Les **mettre dans le sachet de transport** + fiche de renseignements complétée + prescription médicale.

Délais maximum de transmission au laboratoire et conservation du prélèvement :

EXAMEN BACTÉRIOLOGIQUE / COPROCULTURE	24 heures à température ambiante	
EXAMEN PARASITOLOGIQUE DES SELLES	3 heures à température ambiante	
RECHERCHE DE SANG DANS LES SELLES	3 heures à température ambiante	24 heures à +4°C/frigo
RECHERCHE ADENOVIRUS / ROTAVIRUS	3 heures à température ambiante	24 heures à +4°C/frigo
RECHERCHE TOXINE CLOSTRIDIUM DIFFICILE	2 heures à température ambiante	24 heures à +4°C/frigo