

Etablissement :NOM du demandeur :

Service/Fonction :

Téléphone : Date :

Commande préparée

Le :/...../.....

Par :

MATERIEL DE PRELEVEMENT	QUANTITE DESIREE	N° DE LOT (à compléter par le LBM)
Prélèvements sanguins		
Tube Violet EDTA (Plateau de 50 unités)		
Tube Bleu Citrate de Sodium 3,2% (Plateau de 50 unités)		
Tube Bleu Pédiatrique 2ml Citrate de Sodium 3,2% (Plateau de 50 unités)		
Tube Vert Gel Héparinate de Lithium (Plateau de 50 unités)		
Tube Rouge Gel 6 ml (Plateau de 50 unités)		
Tube Rouge sans Gel 6 ml (Pour analyses spécifiques) (Plateau de 50 unités)		
Tube Gris fluorure de sodium (Plateau de 50 unités)		
Aiguilles VISIO noires courtes (0.7 * 25 mm) GREINER (1 Boîte de 100 unités)		
Aiguilles VISIO vertes courtes (0,8 * 25 mm) GREINER (1 Boîte de 100 unités)		
Aiguilles VISIO noires longues (0.7*38 mm) GREINER (1 Boîte de 100 unités)		
Aiguilles VISIO vertes longues (0.8 *38 mm) GREINER (1 Boîte de 100 unités)		
Aiguilles sécurisées vertes 32 mm 21 G (1 Boîte de 48 unités)		
Aiguilles sécurisées noires 32 mm 22 G (1 Boîte de 48 unités)		
Aiguilles Epicrâniennes vertes 0.8x190mm (1 Boîte de 50 unités)		
Aiguilles Epicrâniennes vertes 0.7x190mm (1 Boîte de 50 unités)		
Seringues héparinées pour gazométrie artérielle (à l'unité)		
Seringues héparinées pour gazométrie veineuse (à l'unité)		
Corps de Pompe (Sachet de 100 unités)		
Adaptateur Luer (1 Boîte de 100 unités)		
Prélèvements urines et microbiologiques		
Ecouillons Eswab Normaux (à l'unité)		
Ecouillons Eswab Fins (à l'unité)		
Ecouillons Fecalswab bouchon vert (pour les selles) (à l'unité)		
Flacon Urines 40 ml à bouchon ROUGE (CHIMIE) (un sachet de 100 unités)		
Flacon ECBU 120 ml (BACTERIO) bouchon JAUNE (un sachet de 100 unités)		
Tube Vacutainer ECBU avec conservateur (Plateau de 50 tubes)		
Tube Vacutainer ECBU 5 ml (A utiliser UNIQUEMENT pour les petits volumes) (par 10 tubes)		
Pot transparent pour recueil des selles (à l'unité)		
Flacons hémoculture aérobie et anaérobie		
Flacons hémoculture Mycosis		
KIT HPV (milieu + Brossette + Sachet) (à l'unité)		
Kit de recherche Chlamydiae Trachomatis et Neisseria gonorrhoeae par PCR <u>dans urines</u> (à l'unité)		
Kit de recherche Chlamydiae Trachomatis et Neisseria gonorrhoeae par PCR <u>dans Prélèvement Vaginal</u>		
Flacon stérile + billes double sachet Ultraturax (réservé au bloc opératoire)		
Autres		
Sachet de transport de prélèvement double poche Transparent ☐ rouge (urgence) ☐		
Fiche de prélèvement sanguin (1 lot de 200 fiches)		
Fiche de prélèvement bactériologique (1 lot de 120 fiches)		
Flacon 500ml + Thiosulfate (prélèvement eau et endoscope) (à l'unité)		
Kit choc anaphylactique (à l'unité)		
Pour la clinique mutualiste : Sachets Bleus ☐ Sachets rouges ☐ (par 20 unités)		
TUBE neutre Sans Additif (à utiliser pour effectuer le vide dans la tubulure de l'épicrânienne) (Plateau de 50 tubes)		

UNE FOIS LA COMMANDE PREPAREE, CONSERVER UNE COPIE DU DOCUMENT AU LABORATOIRE