

# Recueil d'urines pour un Compte d'Addis

Hématies - Leucocytes par minute (HLM)

## Matériel à utiliser pour le prélèvement :

Flacon carré de 500 ml



## Protocole de recueil :

**Identifier le flacon :** Nom, Prénom, date de naissance.

Compléter la fiche de renseignements avec **la date et l'heure du recueil et les renseignements cliniques.**

### 3 heures avant l'heure habituelle du lever :

- Vider totalement la vessie dans les toilettes
- Noter l'heure de début
- Puis, boire ¼ Litre d'eau, se recoucher et rester au repos, ne rien boire ni rien manger.

### Au bout de 3 heures :

- Uriner dans le flacon fourni par le laboratoire, et recueillir la totalité des urines.
- Noter l'heure de fin de recueil.

## Transmettre au laboratoire :

Le flacon identifié (**bien visser le bouchon**) + la fiche de renseignements complétée.

## Délais maximum de transmission au laboratoire :

**dans les 2 heures à température ambiante OU dans les 6 heures si conservé au réfrigérateur (+4°C)**